





DMQ - DESINFECTANTE VIRUCIDA

DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES





WWW.GRUPOTECNIEXPERTOS.COM



EXTINTORESJPS@GMAIL.COM



01 621 8305



959 429 942



AV. DE LAS AMERICAS 1595. LA VICTORIA

DMQ - DESINFECTANTE VIRUCIDA **DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES**

DILUCIÓN 1:100 (10ml por litro de agua) - Tiempo de contacto: 10 minutos

ACTIVIDAD BACTERICIDA:

DMQ actúa eficazmente sobre bacterias gram positivas y gram negativas, siendo probada su acción desinfectante frente a las bacterias: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Acinetobacter sp, Salmonella enterica ser. typhi, Salmonella enterica ser. cholerae suis, Salmonella enterica ser. Newport, Pseudomonas aeruginosa.

ACTIVIDAD VIRUCIDA:

Avian Influenza A (H3N2) virus, Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, Herpes Simplex Type 2, Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1),

- La dilución 1:100 ((10 ml de producto en un litro de agua), contiene una concentración de i.a. Amonio Cuaternario entre 800 ppm a 1000 ppm.

DILUCIÓN 1:45 (22ml por litro de agua) - Tiempo de contacto: 10 minutos

ALTA CARGA MICROBICIDA:

Contra PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR ANIMALES como Vaccinia, rotavirus, coronavirus humano (ATCC VR-740, cepa 229E), coronavirus asociado al SARS, virus de la rabia, Paramixovirus (paperas), virus de la diarrea viral bovina (BVDV), seudorrabias, rinotraqueitis bovina, felino, picornavirus felino, virus del moquillo canino, virus de la influenza aviar A y virus respiratorio y porcino Virus del síndrome reproductivo (PRRSV).

- Se recomienda dilución 1:45 (22.22 ml de producto en un litro de agua), dicha solución contiene a una concentración de i.a. Amonio Cuaternario entre 2500 ppm a 3000 ppm.



CAMBIAMOS LA CULTURA. SIMPLIFICAMOS LA LIMPIEZA



GRUPO
TECNIEXPERTOS

Fumigación, DESINFECCIÓN, Desratización.

DMQ - DESINFECTANTE VIRUCIDA **DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES**

INSTRUCCIONES DE USO PROFESIONAL

- El producto se puede aplicar con equipo de Nebulización, Pulverizado con aspersores de gatillo, pistolas Lonn, equipo ULV u otro equipo del mercado que ejecute dicha función.
- Diluir 10 ml (1 tapa del envase de galón) de producto puro por cada litro de agua.



- Nebulizar o pulverizar en ambientes cerrados o abiertos como calles, buses, estaciones, colegios, universidades, agencias bancarias, restaurantes, centros comerciales, almacenes, laboratorios.
- Tiempo de contacto 10 minutos.
- En ambientes cerrados de ser necesario pasado 10 minutos se recomienda pasar sobre las superficies un paño microfibra limpio humedecido solo con agua para retirar el exceso. En pisos, se recomienda el uso de un trapero humedecido de igual forma solo con agua.

Autorización Sanitaria:

983 R.D N°3365-2017/DCEA/DIGESA/SA484

CAMBIAMOS LA CULTURA. SIMPLIFICAMOS LA LIMPIEZA



 **WWW.GRUPOTECNIEXPERTOS.COM**

 **EXTINTORESJPS@GMAIL.COM**

 **01 621 8305**  **959 429 942**

 **AV. DE LAS AMERICAS 1595. LA VICTORIA**

DMQ - DESINFECTANTE VIRUCIDA

DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES

INSTRUCCIONES DE USO PROFESIONAL

1 En una botella de litro con agua, coloque 10 ml (1 tapa) de producto puro.



2 Pulverizar el producto diluido en un paño.



3 Pasar el paño por la superficie a tratar y listo. Tendrá la superficie desinfectada y libre de virus. **NO REQUIERE ENJUAGUE.**



RECOMENDACIONES:

- Asegure que la superficie a tratar este limpia antes de realizar la tarea de desinfección.
- Úselo con seguridad en superficies duras inertes.

CAMBIAMOS LA CULTURA. SIMPLIFICAMOS LA LIMPIEZA

